




Microblot- Array

**Multiplexová diagnostika
ve formátu mikrotitrační
destičky**

OVERVIEW




Multiplexní testování



ELISA kompatibilita



Efektivita



Kvantifikace výsledků



Intuitivní software



Zjistit více

Multiplexní diagnostika


Microblot-Array nabízí efektivní a komplexní diagnostiku v ELISA mikrotitrační destičce. Oproti klasickým imunoblotům nabízí větší uživatelský komfort a bezkonkurenční testovací kapacitu.

S Microblot-Array Readerem a Softwarem získáte nejucelenější analýzu výsledků díky vysoce kvalitnímu snímání a intuitivnímu vyhodnocení. Ideální volba pro spolehlivé a přesné výsledky bez kompromisů.

Tolik informací v jediné jamce.

Až 5 BLOT testů

v 1 ELISA-jamce



Portfolio navržené ve jménu všestrannosti.


<u>Panel</u>	<u>Parametry</u>	
Atypické respirace	Mycoplasma pneumoniae, Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila	ve vývoji
Gastrointestinální onemocnění	Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica, Autoimmune gastrointestinal diseases	ve vývoji
Liver-Kidney profil	Autoimmune hepatitis, Primary biliary cirrhosis	ve vývoji
Autoimunitní neuropatie	Paraneoplastic syndrome, Limbic encephalitis	ve vývoji
Herpetické infekce	EBV, CMV, HSV, VZV, HHV-6	ve vývoji

4 kroky, nekonečné možnosti.

1

Rozbal


Kit připravený
k okamžitému použití



2

Slož

Až 96 různých testů v jedné destičce
díky odlamovacím jamkám



3

Zpracuj

Automatické nebo manuální
zpracování s ELISA nástroji



4

Vyhodnoť

Komplexní vyhodnocení
s MBA Readerem a Softwarem





FOLLOW US

Portfolio. Unikátní složení, kompletní diagnostika.



Diagnostické soupravy jsou určeny
pro profesionální použití v laboratoři.

AUTOIMUNITA

Kód	Název soupravy	Počet testů
ANApMA96	Microblot-Array ANA plus	96

INFEKČNÍ SÉROLOGIE

Kód	Název soupravy	Počet testů
BpAMA48	Microblot-Array Bordetella IgA	48
BpGMA48	Microblot-Array Bordetella IgG	48
BpMMA48	Microblot-Array Bordetella IgM	48
BGMA096	Microblot-Array Borrelia IgG	96
BMMA096	Microblot-Array Borrelia IgM	96
CoVAMA96	Microblot-Array COVID-19 IgA	96
CoVGMA96	Microblot-Array COVID-19 IgG	96
CoVMA96	Microblot-Array COVID-19 IgM	96
CMGMA48	Microblot-Array CMV IgG	48
CMMMA48	Microblot-Array CMV IgM	48
EBAMA96	Microblot-Array EBV IgA	96
EBGMA96	Microblot-Array EBV IgG	96
EBMMA96	Microblot-Array EBV IgM	96
HpAMA48	Microblot-Array Helicobacter IgA	48
HpGMA48	Microblot-Array Helicobacter IgG	48
HSGMA48	Microblot-Array HSV 1+2 IgG	48
HSMMA48	Microblot-Array HSV 1+2 IgM	48
CAMA096	Microblot-Array Chlamydia IgA	96
CGMA096	Microblot-Array Chlamydia IgG	96
MyAMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgA	48
MyGMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgG	48
MyMMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgM	48
YAMA048	Microblot-Array Yersinia IgA	48
YGMA048	Microblot-Array Yersinia IgG	48



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika
+420 549 121 205 (209, 238)
trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 13485

BIOVENDOR.GROUP