




Microblot- Array

**Multiplexová diagnostika
ve formátu mikrotitrační
destičky**

OVERVIEW




Multiplexní testování



ELISA kompatibilita



Efektivita



Kvantifikace výsledků



Intuitivní software



Zjistit více

Multiplexní diagnostika


Microblot-Array nabízí efektivní a komplexní diagnostiku v ELISA mikrotitrační destičce. Oproti klasickým imunoblotům nabízí větší uživatelský komfort a bezkonkurenční testovací kapacitu.

S Microblot-Array Readerem a Softwarem získáte nejucelenější analýzu výsledků díky vysoce kvalitnímu snímání a intuitivnímu vyhodnocení. Ideální volba pro spolehlivé a přesné výsledky bez kompromisů.

Tolik informací v jediné jamce.

Až 5 BLOT testů

v 1 ELISA-jamce



Portfolio navržené ve jménu všestrannosti.

<u>Panel</u>	<u>Parametry</u>	
Atypické respirace	Mycoplasma pneumoniae, Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila	ve vývoji
Gastrointestinální onemocnění	Helicobacter pylori, Yersinia enterocolitica, Autoimmune gastrointestinal diseases	ve vývoji
Autoimunitní neuropatie	Paraneoplastic syndrome, Limbic encephalitis	ve vývoji
Herpetické infekce	EBV, CMV, HSV, VZV, HHV-6	ve vývoji

4 kroky, nekonečné možnosti.

1

Rozbal


Kit připravený
k okamžitému použití



2

Slož

Až 96 různých testů v jedné destičce
díky odlamovacím jamkám



3

Zpracuj

Automatické nebo manuální
zpracování s ELISA nástroji



4

Vyhodnoť

Komplexní vyhodnocení
s MBA Readerem a Softwarem





FOLLOW US

Portfolio. Unikátní složení, kompletní diagnostika.



Diagnostické soupravy jsou určeny
pro profesionální použití v laboratoři.

AUTOIMUNITA

<u>Kód</u>	<u>Název soupravy</u>	<u>Počet testů</u>
ANApMA96	Microblot-Array ANA plus	96
*LKMMMA48	Microblot-Array Liver profile	48
*AIGAMA48	Microblot-Array Autoimmune gastroenteritis panel IgA	48
*AIGGMA48	Microblot-Array Autoimmune gastroenteritis panel IgG	48

*Dostupné jako validační soupravy

INFEKČNÍ SÉROLOGIE

<u>Kód</u>	<u>Název soupravy</u>	<u>Počet testů</u>
BpAMA48	Microblot-Array Bordetella IgA	48
BpGMA48	Microblot-Array Bordetella IgG	48
BpMMA48	Microblot-Array Bordetella IgM	48
BGMA096	Microblot-Array Borrelia IgG	96
BMMA096	Microblot-Array Borrelia IgM	96
CoVAMA96	Microblot-Array COVID-19 IgA	96
CoVGMA96	Microblot-Array COVID-19 IgG	96
CoVMMA96	Microblot-Array COVID-19 IgM	96
CMGMA48	Microblot-Array CMV IgG	48
CMMMA48	Microblot-Array CMV IgM	48
EBAMA96	Microblot-Array EBV IgA	96
EBGMA96	Microblot-Array EBV IgG	96
EBMMA96	Microblot-Array EBV IgM	96
HpAMA48	Microblot-Array Helicobacter IgA	48
HpGMA48	Microblot-Array Helicobacter IgG	48
HSGMA48	Microblot-Array HSV 1+2 IgG	48
HSMMA48	Microblot-Array HSV 1+2 IgM	48
CAMA096	Microblot-Array Chlamydia IgA	96
CGMA096	Microblot-Array Chlamydia IgG	96
MyAMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgA	48
MyGMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgG	48
MyMMA48	Microblot-Array Mycoplasma IgM	48
YAMA048	Microblot-Array Yersinia IgA	48
YGMA048	Microblot-Array Yersinia IgG	48



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika
+420 549 121 205 (209, 238)
trade@testlinecd.com
www.testlinecd.cz



TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.
je držitelem certifikátů
ISO 9001 a ISO 13485

BIOVENDOR.GROUP