

## Dynex Agility System



**Katalogové číslo:** 67000

**Skladování:** Bez teplotního režimu

**Výrobce:** Dynex Technologies, Inc.

### Informace o přístroji:

- Komplexní monitorovací systém umožňující kontinuální manipulaci se vzorky a reagensy.
- Simultánní zpracování až 16 souprav s možností přidávání dalších metod v průběhu testu.
- 12 mikrotitračních destiček s flexibilním dělením pro kombinaci metod, 3 robotická ramena (2 pipetovací, 1 pro transport komponent) pro maximální výkonnost.
- Kapacita až 200 vzorků zajišťující vysokou propustnost.
- Intuitivní ovládání celého procesu pomocí dotykové obrazovky.
- Automatické rozpoznání typu soupravy, šarže a expirace.
- Oboustranná komunikace s LIS.
- Inventarizace spotřebního materiálu a jednotlivých reagensů (zbytkové vyšetřovací kapacity soupravy).
- Monitorování přítomnosti vzorků, eliminace chybovosti díky systému identifikace čárových kódů.



Zdroj  
<https://www.testlinecd.cz/agility>