

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag (10 cassettes)



Katalogové číslo: RT2951

Skladování: RT

Výrobce: AMEDA Labordiagnostik GmbH

Pro poptávku tohoto produktu prosím klikněte na ikonku POPTAT.

pro objednávku prosím využijte eshop nebo zašlete e-mail s identifikačními údaji Vaší společnosti na dufkova@testlinecd.com.

Informace o soupravě:

- Rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Protein viru SARS-CoV-2 ve výtěru z nosu, krku nebo nosohltanu.
- Nevyžaduje žádné laboratorní vybavení.
- Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.
- Potencionální zkřížená reaktivita byla testována v různých modifikacích s běžně vyskytujícími se patogeny v různých koncentracích a žádná zkřížená reaktivita nebyla pozorována.
- Testovací kazety jsou baleny individuálně, sterilní odběrové tampóny, pufr a zkumavky pro extrakci vzorku jsou součástí balení.
- Odečtení výsledku: 15 - 20 minut
- Detekční limit: 1.15×10^2 TCID₅₀/mL

Použití:

- Efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Stručný pracovní postup:

1. Odběr vzorku
2. Extrakce vzorku v roztoku
3. Dávkování extrakčního roztoku do testovací kazety (4 kapky)
4. Odečtení výsledku za 15 minut

UPOZORNĚNÍ:

Testy jsou určeny pro profesionální použití, nejsou určeny pro sebetestování.

Uplatněním objednávky stvrzujete, že produkt určený výrobcem pro profesionální použití, bude použit výhradně zdravotnickým pracovníkem dle návodu k použití.