

BlueBLOT-LINE Chlamydia IgG



EAN kód: 8595635306846

Katalogové číslo: BD-CGL024

Velikost balení: 24 testů

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení testu.
- Použitý antigen: kombinace vybraných částí specifických antigenů Ch. pneumoniae (MOMP, MOMP1, OMP2, OMP4, OMP5, P54), Ch. trachomatis (MOMP, OMP2, HSP60) a Ch. psittaci (MOMP, OMP2).
- Krátké inkubační doby, celková doba vyšetření je asi 1,25 hod.
- Vyhodnocení pomocí programu Immunoblot Software (TestLine).

Využití:

- Diagnostika chlamydiové infekce.
- Konfirmace ELISA vyšetření.

Stručný pracovní postup:

1. Vložení testovacích stripů a zásobníků do přístroje BlueDiver.
2. Pipetování vzorků.
3. Plně automatizované inkubační a promývací kroky v BlueDiver:
 - Inkubace 30 min.
 - Promytí 3 × 2 min.
 - Dávkování Konjugátu.
 - Inkubace 20 min.
 - Promytí 3 × 2 min.
 - Dávkování substrátu.
 - Inkubace 10 min.
 - Promytí 1 × 2 min.
4. Vyhodnocení testu ve skeneru BlueScan pomocí Immunoblot Software.