


## BlueDiver Instrument

**Katalogové číslo:** BLUEDIVER 1.0

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** D-tek s.a.



- Jednoduchý chytrý přístroj malých rozměrů pro kompletní automatizaci metody imunoblot.
- Skenovací zařízení kombinované s intuitivním a uživatelsky přátelským vyhodnocovacím softwarem.
- Prostorově nenáročný – kompaktní přístroj malých rozměrů bez nutnosti použití dodatečných zařízení.
- Bez rizika kontaminace – pracuje se s jednorázovými zásobníky (cartridge) připravenými k použití, tzn. žádné pumpy, přívodní hadičky, manipulace s kapalnými reagensii, „mrtvé“ objemy.
- Vysoká flexibilita – 1 až 24 různých stripů lze analyzovat současně – kompatibilní s celým spektrem produktů D-tek a TestLine určených pro automatizaci.
- Jednoduché použití a minimální práce obsluhy – jednoduše vložíte testovací strip, jednorázové zásobníky s reagensii, patientské vzorky a dále postupujete dle instrukcí v uživatelsky přátelském prostředí dotykové obrazovky.
- Vysoká spolehlivost – kompatibilita stripů a reagensii je automaticky kontrolována díky integrované čtečce čárových kódů.
- Extrémně krátká doba analýzy – díky inovativnímu patentovanému procesu.