

Gemini

Katalogové číslo: 9162800000
Skladování: Bez teplotního režimu
Výrobce: STRATEC Switzerland AG



Vzorky

- Kapacita: 192 slotů, může být použité jak pro vzorky, tak pro reagenty a kontroly
- Například: 144 vzorků, 8 reagentů, 16 kontrol

Pipetovací systém

- 1 pipetovací rameno, dva typy špiček (vyměnitelné, plastové) 300 μ l a 1000 μ l
- Kapacita zpracování: 3 mikrotitrační desky
- Pipetovací objemy 10 – 300 μ l, 301 – 1000 μ l
- Systém kontroly objemu

Promývání

- 1 promývací stanice
- 3 promývací roztoky s kontrolou hladiny
- Odpad: 10 L odpadní vak
- Promývací hlavice s 8 kanály
- Možnost nastavit dobu smáčení
- Zůstatkový objem v jamce < 2,5 μ l pro jamky v tvaru U, < 4 μ l pro jamky s rovným dnem

Měření

- 1 fotometer, 0 – 3,0 OD, 400 – 700 nm, až 8 filtrů
- Přesnost 1% CV při 1 OD
- Linearita: 0 – 2 OD, \pm 1 %

Inkubace

- 2 nezávislé inkubátory
- Teplotní rozsah: RT – 45 °C
- Stabilita: $\pm 1,5$ °C
- Možnost třepání při inkubaci

Software

- Integrovaný PC
- Jednoduché použití
- Oboustranná konektivita s LIS

Bezpečnost

- Monitorování objemu
- Čtečka čárových kódů
- Pokročilý systém plánování
- Možnost ředění ve špičce a nebo v předředovacích jamkách

Rozměry

- Šířka x hloubka x výška: 125 cm x 65 cm (bez odpadního vaku) x 75 cm (s uzavřeným krytem)
- Váha: 115 kg

Certifikace

- CE, IVD