

## HydroFlex Plus



**Katalogové číslo:** HydroFlex Plus  
**Skladování:** Bez teplotního režimu  
**Výrobce:** Tecan Group Ltd.

### Informace o přístroji:

- Zcela nový automatický multifunkční promývač 96jamkových destiček.
- 8 nebo 16kanálový hřeben, 1, 2 nebo 4 promývací roztoky.
- Promývání ELISA destiček po stripech.
- Jemné promývání buněk s minimálním rizikem jejich odplavení.
- Promývání microarrays v jamkách MTP.
- Účinné odsávání i z jamek s plochým dnem – reziduální objem < 2 µl.
- Volitelná intenzita třepání destičky.
- Snadné programování na LCD panelu nebo na počítači softwarem HydroControl (v ceně).
- HydroFlex je integrovatelný do robotických linek TECAN.