

Ledetect 96

Katalogové číslo: WR-302-02

Skladování: RT

Výrobce: Labexim Products



Informace o přístroji:

- 8-kanálový reader pro měření optické density mikrotitračních destiček
- LED technologie, bez potřeby výměny lampy
- Nízká spotřeba
- USB připojení k PC, vyhodnocení v SW Capture 96 nebo jiném, např. KIM
- Rozsah vlnové délky 340-900 nm, rozsah 0-4 OD
- 4 rychlosti třepání
- EC IVD CE
- Rozměry 23cm x 12cm x 36cm, váha 6,7 kg