

Microblot Array Reader

EAN kód: 8595635311345

Katalogové číslo: ARCXIX096

Skladování: Bez teplotního režimu

Výrobce: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



Array Reader C-series

- Kolorimetrický reader optimalizovaný pro formát 96jamkové mikrotitrační destičky
- Analýza snímku a vyhodnocení testů na základě intenzity jednotlivých spotů
- Rychlost skenování cca 5 minut/plná mikrotitrační destička
- Možnost skenování vybraných jamek nebo stripů
- Automatická lokalizace a snímání spotů
- Kvantitativní vyhodnocení výsledků v U/ml
- Posouzení validity testu prostřednictvím kontrolních spotů
- Přehledné zobrazení výsledků
- Oboustranná komunikace s informačním systémem

TestLine Analytics Software

- Uživatelsky příjemný vyhodnocovací program intuitivně provází celým procesem zpracování a vyhodnocení výsledků včetně komunikace s LIS
- Průběh vyhodnocení probíhá zcela automaticky
- Vycentrování a zpracování snímku
- Analýza snímku a vyhodnocení testů na základě intenzity jednotlivých spotů
- Posouzení validity testu prostřednictvím kontrolních spotů
- Přehledné zobrazení výsledků