

## Microblot Array Reader

**EAN kód:** 8595635311345

**Katalogové číslo:** ARCXIX096

**Skladování:** Bez teplotního režimu

**Výrobce:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



### Array Reader C-series

- Kolorimetrický reader optimalizovaný pro formát 96jamkové mikrotitrační destičky
- Analýza snímku a vyhodnocení testů na základě intenzity jednotlivých spotů
- Rychlost skenování cca 5 minut/plná mikrotitrační destička
- Možnost skenování vybraných jamek nebo stripů
- Automatická lokalizace a snímání spotů
- Kvantitativní vyhodnocení výsledků v U/ml
- Posouzení validity testu prostřednictvím kontrolních spotů
- Přehledné zobrazení výsledků
- Oboustranná komunikace s informačním systémem

### TestLine Analytics Software

- Uživatelsky příjemný vyhodnocovací program intuitivně provází celým procesem zpracování a vyhodnocení výsledků včetně komunikace s LIS
- Průběh vyhodnocení probíhá zcela automaticky
- Vycentrování a zpracování snímku
- Analýza snímku a vyhodnocení testů na základě intenzity jednotlivých spotů
- Posouzení validity testu prostřednictvím kontrolních spotů
- Přehledné zobrazení výsledků