

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit



Katalogové číslo: CoV2Ag 25

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: Wuhan Uni-science Biotechnology Co., Ltd

Informace o soupravě:

- Rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Protein viru SARS-CoV-2 ve výtěru z nosohltanu.
- Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.
- Potencionální zkřížená reaktivita byla testována v různých modifikacích s běžně vyskytujícími se patogeny v různých koncentracích a žádná zkřížená reaktivita nebyla pozorována.
- Testovací kazety jsou baleny individuálně, odběrové tampóny, zkumavky s rozplněným pufrem pro extrakci vzorku jsou součástí balení.
- Odečtení výsledku: 10 minut

Použití:

- Efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Stručný pracovní postup:

1. Odběr vzorku
2. Extrakce vzorku
3. Dávkování extrakčního roztoku do testovací kazety
4. Odečtení výsledku za 10 minut

Testy slouží k profesionálnímu použití, odběr vzorků může být proveden nosohltanu. Přesné informace o postupech zpracování vzorků naleznete v návodu k použití.